


Linea

DIVARICATORI
SURGICAL DEVICE



DIVARICATORI

Surgical Device

1110 - 1115*

ACCIAIO - Steel
* LEGA LEGGERA - Light Alloy



1210

SET INTERCAMBIABILE
Interchangeable Set

Per rivestimento interno dei divaricatori (cod. 1110-1115), in tessuto morbido, applicabile con bottoni a strappo.

For the inner coating of the retractors (code 1110-1115), made of a soft fabric, fixed by snap buttons.



MISURA Size	A LARGHEZZA BACINO CM Pelvis width cm	B REGISTRAZIONE COSCIA CM Thigh adjustment cm
1°	12	5
2°	14	5
3°	16	5
4°	18	5
5°	20	5
6°	22	5

1120 - 1121*

POLIETILENE - Polyethylene
* CON BRETELLE - With braces



MISURA Size	A LARGHEZZA BACINO CM Pelvis width cm	B REGISTRAZIONE COSCIA CM Thigh adjustment cm
0°	14	5
1°	15	5
2°	16	5
3°	17	5
4°	18	5
5°	19	5

Cod. Prodotto
Item code
1110 - 1115 Modelli Tipo Milgram / Milgram Models
1120 - 1121 Modelli a Mutandine / Pants Models

Descrizione Commerciale
Commercial name

Divaricatori a mutandina con e senza bretelle, con armatura in acciaio o alluminio plastificato (tipo milgram) rivestito in polietilene e materiale morbido con cinghie di chiusura a strappo
Pants model retractor with and without shoulder brace, made of steel or plastic painted aluminium framework (milgram model) covered with polyethylene and soft lining, and closing to tear straps

Funzione Primaria
The primary function

Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuori uscita dell'articolazione coxemorale dalla sua sede naturale permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli l'angolo di apertura delle gambe può essere regolato e fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche
Correct the neo-natal pathology connected with the hip luxation. The device rectify the discharge of the coxemorale articulation from its natural seat, correcting the fault. For some models it is possible to adjust the leg's opening angle and fix it with a mechanical process in according to the patient's requirements.

Cod. Ex D.M. 28/12/92


16.15.001 (1110 - 1115) 16.15.003 (1120 - 1121)

Cod. ISO

06.12.15.009 (1110 - 1115) 16.12.15.012 (1120 - 1121)

1140

LEGA LEGGERA
Light Alloy




1211

SET INTERCAMBIABILE
Interchangeable Set


Per rivestimento interno dei divaricatori (cod. 1140), in tessuto morbido, applicabile con bottoni a strappo.

For the inner coating of the retractors (code 1140), made of a soft fabric, fixed by snap buttons.



MISURA Size	A LARGHEZZA BACINO CM Pelvis width cm	REG. CIRCONFERENZA BACINO CM Pelvis circum. adjust.	B REGISTRAZIONE COSCIA CM Thigh adjustment cm
0°	13	da 40 a 45	da 18 a 22
1°	14	da 42 a 47	da 20 a 24
2°	15	da 44 a 49	da 23 a 27
3°	16	da 46 a 51	da 25 a 29
4°	17	da 48 a 53	da 27 a 31
5°	18	da 50 a 55	da 29 a 33

Cod. Prodotto <i>Item code</i>	1140 Modello ad ampiezza registrabile (Flessione da 90° a 120°) <i>Width Adjustable Model (Flexion from 90° up to 120°)</i>
Descrizione Commerciale <i>Commercial name</i>	Divaricatore con armatura in alluminio plastificato rivestito in polietilene e materiale morbido con cinghie di chiusura a strappo <i>Retractor, made of plastic painted aluminium framework covered with polyethylene and soft lining, and closing to tear straps</i>
Funzione Primaria <i>The primary function</i>	Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuori uscita dell'articolazione coxemorale dalla sua sede naturale permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli l'angolo di apertura delle gambe può essere regolato e fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche <i>Correct the neo-natal pathology connected with the hip luxation. The device rectify the discharge of the coxemorale articulation from its natural seat, correcting the fault. For some models it is possible to adjust the leg's opening angle and fix it with a mechanical process in according to the patient's requirements.</i>
Cod. Ex D.M. 28/12/92	16.15.005
Cod. ISO	06.12.15.018



OFFICINA PRODOTTI ORTOPEDICI



Via Bellini, 33
40067 RASTIGNANO (Pianoro) Bologna
Tel. ++39 051 74.42.90 - Fax ++39 051 74.37.43
uffcommerciale@oposrl.it - www.opo.it

