


HOOK


SISTEMA BREVETTATO

 Il nuovo accessorio ausiliario brevettato per bastoni da passeggio o stampelle ortopediche, è stato studiato e creato per eliminare il fastidioso problema d'appoggio, quando il presidio non si usa o si ha la necessità di avere le mani libere.

Per l'applicazione basta una semplice pressione delle dita sull'anello di ancoraggio, senza l'uso di nessun attrezzo.

Pratico, Non ingombrante, Leggerissimo.

L'accessorio ausiliario può essere utilizzato in due diverse modalità; la prima funzione consente di potere appoggiare comodamente il presidio in posizione eretta, per essere poi facilmente ripreso dall'utilizzatore (Figure 1 4). Il tappino in gomma antiscivolo garantisce inoltre un elevato attrito con il piano e/o superfici d'appoggio. La seconda funzione è quella di appendi-oggetti. All'interno dell'anello di ancoraggio vi è inserita una guarnizione di gomma con la funzione di aumentare il grip, quando si decide di usare l'accessorio capovolto di 180° come appendi-oggetti (Figure 2 3).

 This new tested auxiliary accessory for walking canes or orthopaedic crutches, it has been study and create to solve the irksome problem about where to place the crutch when you don't use it or when you need to have both the hands free.

To apply this accessory is required only to press with the fingers on the anchor ring, without any tools.

It is practical, small - sized and very light.

The auxiliary accessory has two several employments: the first, enables the users to place upright the aid so that it can be easily pick up (Pic. 1 4). The nonslip rubber tip provide an high friction with the plane and/or the support's surface. The second, enables the users to hang some objects. Inside the anchor ring there is a rubber's gasket that increase the grip of the accessory when is used upside down like an object's hanger (Pic. 2 3).

OFFICINA PRODOTTI ORTOPEDICI



Via Bellini, 33
40067 Rastignano · Bologna · Italy

SERVIZIO CLIENTI
Customer Service


Tel. 051 744290
Fax 051 743743
e-mail: info@oposrl.it

www.opo.it

OFFICINA PRODOTTI ORTOPEDICI



HOOK




www.digi-graf.com APRILE 2008 · Ind. rev. 01

LINEA ACCESSORI
Accessories Line


VERSATILE ED INNOVATIVO!




HOOK



ESEMPI DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF EMPLOYMENT



VERSATILE AND INNOVATIVE!



ESEMPI DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF EMPLOYMENT

